

PentaFerte

MEDICAL DEVICES SOLUTIONS



PENTAFLUSH®

Siringhe preriempite con soluzione salina PentaFlush®

PentaFlush® offre una gamma completa di siringhe preriempite sterili per il lavaggio dei dispositivi di accesso vascolare.

Specifiche generali della siringa

- ✓ Dispositivo medico sterile, monouso.
- ✓ Adatta per campo sterile.
- ✓ Cilindro standard da 10 ml anche per le capacità 3 ml e 5 ml, per ridurre la pressione interna ed evitare danni al catetere.
- ✓ Dispositivo medico di **classe II B**.
- ✓ Periodo di validità: 3 anni.
- ✓ Durante il processo produttivo non sono usate, nè intenzionalmente incorporate nei materiali, le seguenti sostanze: DEHP, PVC, LATTICE, CONSERVANTI

Specifiche dei componenti

- ✓ **Cilindro:** polipropilene trasparente con anello di ritenzione dello stantuffo.
- ✓ **Asta:** polipropilene opaco.
- ✓ **Pistone:** gomma sintetica con due anelli di tenuta.
- ✓ **Lubrificante:** silicone di grado medicale.
- ✓ **Scala di graduazione:** intervallo di 1 ml.
- ✓ **Soluzione salina:** soluzione salina NaCl 0,9% sterile.
- ✓ **Confezionamento primario (sistema di barriera sterile):** Carta medica e Film plastico

Metodo di sterilizzazione

Radiazioni gamma, ciclo convalidato secondo EN ISO 11137.

Codice	Descrizione	Pezzi per scatola	N. scatole per cartone
060022424	Siringa sterile preriempita di NaCl 0,9% 3 ml	180	6 x 30 Pezzi
060022524	Siringa sterile preriempita di NaCl 0,9% 5 ml	180	6 x 30 Pezzi
060022624	Siringa sterile preriempita di NaCl 0,9% 10 ml	180	6 x 30 Pezzi
060022724	Siringa preriempita di NaCl 0,9% 20 ml	80	4 x 20 Pezzi